

# Prodene Aseptil

Alkoholische Tücher  
zur  
Schnelldesinfektion



## Eigenschaften/Anwendungsgebiete

**Prodene Aseptil** sind gebrauchsfertige, alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion von Händen und Oberflächen. Prodene Aseptil-Tücher ermöglichen das Desinfizieren von allgemeinem Mobiliar wie Untersuchungsliegen, Toilettensitzen sowie persönlichen Instrumenten wie Thermometer, Nagelzangen, Scheren etc.. Prodene Aseptil-Tücher haben einen angenehmen Duft und eine gute Hautverträglichkeit.

## Anwendung

Flächen und Gegenstände vollständig abwischen bzw. ausreichend benetzen.

Gemäss Biozidrichtlinie zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständigem Mobiliar sowie Flächen aller Art (Baua Reg.Nr. N-37913).

## Mikrobiologische Wirksamkeit

**bakterizid** inkl. MRSA (EN 1040, 5 Min, MRSA 1 Min, EN 1276 5 Min., EN 13727 5 Min.)

**fungizid** (EN 1275,candida albicans 5 Min., EN 13624 candida albicans 5 Min.)

**viruzid** wirksam gegen Rotavirus, Herpes-Simplex-Virus, BVDV, PRV, Influenza-Viren

## Zusammensetzung

In 100 g Tränklösung sind als wirksame Bestandteile enthalten:

Alcohol den. (CAS 64-17-5) 47 g

## Verträglichkeit/Nebenwirkungen

Das Produkt ist verträglich mit den meisten Materialien, ausser Plexiglas. Nicht mit anderen Antiseptika verwenden. Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

## Verkaufseinheit

Wiederverschliessbarer Nachfüllpack 30 Tücher

Dose mit 100 Tüchern

